

依頼書詳細② (学外用)

受付 No.

測定法	一次元	1H	積分：要・不要	拡大：要・不要	二次元	COSY
		¹³ C-COM				HSQC
		¹³ C-DEPT				HMBC
		その他（要相談）				NOESY・ROESY
	室温以外での測定（10～50℃のみ）		℃	その他（要相談）		
試料溶液の詳細	試料名					推定構造（※2）
	分子式					
	分子量					
	試料量	mg/	mL			
	溶媒					
	基準物質（※1）	TMS	TSP	その他（ ）		
		σ_H	ppm,	σ_C	ppm	
その他要望						
	保存方法		冷凍・冷蔵・室温			

※1 外部標準希望の場合は、資料溶液と共に、外部基準資料溶液も用意してください。

※2 推定構造表記拒否の場合は、記入無しでも構いません。

大阪市立大学 人工光合成研究センター NMR室

問い合わせ：TEL 06-6605-3721、E-Mail：toiawase(at)recap.osaka-cu.ac.jp (at)は@に変換